

## 仕様変更のお知らせ

子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ測定用  
**エラスペック アシスト**  
 (イノテック・エラスターゼ用検体採取器具)

謹啓 平素は、弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、ご愛顧いただいております子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ測定用「**エラスペック アシスト**」につきまして、仕様を変更いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

今回の変更による保存条件、有効期間等に変更はございません。





今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ■変更内容

##### 1.検体採取用綿棒の変更及び抽出方法の一部変更

	変更前	変更後
滅菌方法	ガンマ線滅菌	ガス滅菌
綿棒容器		
抽出方法 (同梱の説明書裏面④)	 <p>綿棒に浸み込んだ検体抽出液を抽出容器ごと指で押しつぶす等して絞り出した後、綿棒を取り除きます。</p>	 <p>検体抽出液がしみ込んだ綿棒を、抽出容器壁面に軽く押しつけて、抽出液が滴らない程度にした後、取り除きます。</p>

裏面もご覧下さい。

製品のお問い合わせはコンタクトセンターへ

 **0120-19-8130**

受付時間  
 月～金曜日 **9:00～17:00**  
 (祝日及び弊社休業日を除く)

販売  
 株式会社 **三和化学研究所**  
 SKK 名古屋市東区東外堀町35番地 〒461-8631

## 2.個装箱サイズの変更

	変更前	変更後
個装箱サイズ 縦×横×高さ (mm)	150×275×105	150×225×95

## 3.個装箱のサイズ変更に伴う梱包サイズの変更

	変更前	変更後
梱包サイズ 縦×横×高さ (mm)	285×780×230	240×760×200
梱包数	10箱	10箱

## ■仕様変更品出荷予定時期

(メーカーコード:086)

製品名	包装	統一商品コード	変更ロット	出荷予定時期*
エラスペック アシスト	20検体用	086130332	XH08	2024年12月

※出荷予定時期は、弊社製品在庫状況により若干の差異を生じることがございますので予めご了承願います。