

新発売のお知らせ

パック式臨床化学分析装置

アイギアプロ (S)

C反応性蛋白キット

アイギアプロ CRP (S)

アルブミンキット・クレアチニンキット

アイギアプロ ACR (S)

謹啓 平素は、弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、パック式臨床化学分析装置「**アイギアプロ (S)**」及び専用試薬C反応性蛋白キット「**アイギアプロ CRP (S)**」、アルブミンキット・クレアチニンキット「**アイギアプロ ACR (S)**」を新発売いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

アイギアプロ (S) は既存のグリコヘモグロビンA1cキット「メディダスHbA1c S」が使用可能であり、試薬を変更することで3項目の測定が可能です。

また、アイギアプロ (S) では、ご購入後にも安心してご使用いただけるよう、「**安心パック**」をご用意いたしますので、ご加入の検討をいただきますようお願い申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

記

■新発売日 2023年10月2日



パック式臨床化学分析装置

アイギアプロ (S)

一般医療機器 特定保守管理医療機器

届出番号: 10B2X00013000013



C反応性蛋白キット

アイギアプロ CRP (S)

体外診断用医薬品

届出番号: 10E1X80015000002



アルブミンキット・クレアチニンキット

アイギアプロ ACR (S)

体外診断用医薬品

届出番号: 304ADEZX00009000

■主な特徴

1. 多項目測定

1台でHbA1c、CRP、ACRの3項目の測定が可能

2. 簡単操作

- ①検体採取-専用キャピラリで1 μ Lの全血または専用スポイトについでいる目安線以上まで尿(約80 μ L)を採取
- ②セット-検体とディスポチップをカートリッジにセット
- ③測定-カートリッジを装置にセットして、スタート。項目は自動で読み取るため、設定変更が不要

3. 迅速測定

測定時間は約5分

4. コンパクトサイズ

重量3.5Kgと軽量で、わずかA5サイズのスペースに設置が可能

■内容

アイギアプロ (S)

本体	1台
取扱説明書(保証書含む)	1部
ACアダプタ	1個
プリンターペーパー	1巻
カートリッジホルダー	1式



アイギアプロ CRP (S)

試薬カートリッジ	10本
専用キャピラリ	10本
専用ディスポチップ	10本



アイギアプロ ACR (S)




試薬カートリッジ	10本
検体分注用専用スポイト	10本
専用ディスポチップ	10本



■貯蔵方法・有効期間等

アイギアプロ (S)	保管環境温度：5～60℃ 湿度：20～80%RH (結露なきこと)
アイギアプロ CRP (S)	貯蔵方法：2～8℃に保存 (凍結禁止) 有効期間：製造後12ヵ月
アイギアプロ ACR (S)	貯蔵方法：2～8℃に保存 (凍結禁止) 有効期間：製造後12ヵ月

■一般名称・製品名・包装及び包装サイズ・梱包単位及び梱包サイズ・統一商品コード・JANコード (メーカーコード：086)

一般名称	製品名	包装及び包装サイズ	梱包単位及び梱包サイズ	統一商品コード	JANコード
パック式臨床化学分析装置	アイギアプロ (S)	1台 240×300×315	—	086505642	 4 987086 505642
C反応性蛋白キット	アイギアプロ CRP (S)	10回 161×224×40	20キット 340×465×218	086505659	 4 987086 505659
アルブミンキット・クレアチニンキット	アイギアプロ ACR (S)	10回 161×224×40	20キット 340×465×218	086505680	 4 987086 505680

■アイギアプロ (S) 関連製品

(メーカーコード：086)

製品名	包装及び包装サイズ	統一商品コード	JANコード
アイギアプロ (S) フィルター	1個 90×100×23	086505710	 4 987086 505710
検体分注用専用スポイト	30本 93×112×67	086505727	 4 987086 505727

※包装サイズ・梱包サイズは縦×横×高さ (mm) の順です。

パック式臨床化学分析装置

アイギアプロ (S)

安心パックのご案内

パック式臨床化学分析装置「アイギアプロ (S)」では、購入後も安心してご使用いただけるよう、「安心パック」をご用意いたしました。

「安心パック」にご加入いただくことで、機器設置から5年間（メーカー保証1年+その後の4年）は修理費用が発生することなく修理等を行うことができます*1。

安心パックに未加入の場合はメーカー保証期間終了後、または安心パックの補償期間終了後は都度、有償コース（AまたはBコース）での対応となります。

安心パックへのご加入は、アイギアプロ (S) 購入時のみ可能となっておりますので、アイギアプロ (S) ご採用の際は併せてご加入の検討をいただきますよう、お願い申し上げます。なお、安心パックの詳細につきましては、弊社担当者へご確認ください。

※1 免責事項及び一部除外部品がございます。詳細は、別途案内資料にてご確認をお願いいたします。

■アイギアプロ (S) サポートメニュー

名称	サービス内容	申込み可能期間	サポート期間
安心パック スタンダードコース	・修理代金・装置送料 ・代替機賃料・部品代a*2	機器設置時	機器設置後5年間*4
安心パック プレミアムコース	・修理代金・装置送料 ・代替機賃料・部品代a,b*2	機器設置時	機器設置後5年間*4
有償コース*3	・修理代金・装置送料 ・代替機賃料	Aコース：設置後1年～5年未満 Bコース：設置後5年～	—
メーカー点検*4	・点検代金・装置送料 ・代替機賃料	点検ご依頼の都度	—

※2 対象部品以外の交換が必要な場合は別途部品代がかかります。対象部品については別途案内資料にてご確認をお願いいたします。

※3 安心パック未加入の場合、1年間のメーカー保証期間終了後に修理が発生した場合は、有償コースとなります。部品交換が必要の際は、別途部品代がかかります。部品代については別途案内資料にてご確認をお願いいたします。

※4 安心パックへ加入いただいた場合、装置設置後4年10カ月目から5年満了までにメーカー点検をお申し込みいただくことで、ご加入の安心パックのサポートを2年間延長いたします。なお、メーカー点検の費用は、安心パック料金に含まれません。

■アイギアプロ (S) サポートメニューのサービスは、製造販売元である株式会社サカエより提供されるものであり、株式会社三和化学研究所がサービス申し込みや修理依頼等の取り次ぎをさせていただきます。サービスご提供のため、加入者情報を株式会社サカエに提供いたしますので、予めご承知おきください。

■本サービスに関する費用につきましては代理店を通してご請求させていただきます。

■安心パックは1台ごとのご加入が必要です。

製品のお問い合わせはコンタクトセンターへ



0120-19-8130

受付時間

月～金曜日 9:00～17:00

(祝日及び弊社休業日を除く)



販売

株式会社 三和化学研究所
SKK 名古屋市東区東外堀町 35 番 地 〒461-8631